

Anti-Human Cd124/IL-4R α Monoklonaler Antikörper Für Fc - P24394

Artikelnummer: CM0010477



Einführung

-konjugierter, rekombinanter, monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes CD124/IL-4R α . Für die Durchflusszytometrie-Forschung zu IL-4/IL-13-Signalgebung, Th2-Differenzierung und allergischer Entzündung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Rabbit anti-Human CD124/IL-4R α mAb
Bemerkungen/Alias	CD124; IL4RA; IL-4RA
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	3566
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 24-232 von humanem CD124/IL-4R α (NP_000409.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P24394
Protein-Gewicht	26kDa/88kDa/90kDa
Versand	Eisbeutel