

Anti-Human Cd124/IL-4Rα Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P24394

Artikelnummer: CM0011802



Einführung

-konjugierter kaninchenmonoklonaler Antikörper, der gegen humanes CD124/IL-4Rα gerichtet ist und für die Durchflusszytometrie validiert ist. Geeignet zum Nachweis der IL-4-Rezeptor-Untereinheit Alpha in aktivierten T-Zellen und für Studien zur allergischen Entzündung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human CD124/IL-4Rα mAk
Bemerkungen/Alias	CD124; IL4RA; IL-4RA
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3566
GenID	3566
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 24-232 von humanem CD124/IL-4Rα entspricht (NP_000409.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P24394
Proteingewicht	26kDa/88kDa/90kDa
Versand	Eisbeutel