

Anti-Human Cd134/Ox40 Monoklonaler Antikörper (Pe) Für Durchflusszytometrie - P43489

Artikelnummer: CM0012560



Einführung

PE-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes CD134/OX40, validiert für die Durchflusszytometrie. Dieser kostimulatorische Rezeptor ist von zentraler Bedeutung für die Erforschung der T-Zell-Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Kaninchen anti-Mensch CD134/OX40 mAk
Bemerkungen/Aliaße	OX40; ACT35; CD134; IMD16; TXGP1L
Spezies	Mensch
GenID	7293
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 29-216 des humanen CD134/OX40 (NP_003318.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P43489
Proteingewicht	29 kDa
Versand	Eispackung