

Anti-Human Cd138 Pe Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P18827

Artikelnummer: CM0011867



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes CD138/Syndecan-1, PE-konjugiert, geeignet für die Durchflusszytometrie (FC). Entwickelt für den Forschungsgebrauch in Krebs- und Immunologiestudien, die Exosomenbiologie und die Analyse von Zelloberflächen-Proteoglykanen betreffen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Kaninchen anti-Human CD138 mAb
Bemerkungen/Alias	SDC; CD138; SYND1; Syndecan
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	6382
Gen-ID	6382
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 23-251 von humanem CD138/Syndecan-1 (NP_002988.4) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P18827
Proteingewicht	32kDa
Versand	Eisbeutel