

Anti-Human Cd138/Syndecan-1 Monoklonaler Antikörper (Konjugat) Für Durchflusszytometrie - P18827

Artikelnummer: CM0009925



Einführung

Hochwertiger -konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes CD138/Syndecan-1 (SWISS: P18827). Validiert für Durchflusszytometrie (FC), geeignet für die Untersuchung von Zelloberflächenproteoglykanen in der Exosomen- und Membranbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human CD138/Syndecan-1 mAb
Bemerkungen/Aliasse	SDC; CD138; SYND1; Syndecan
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	6382
Gen-ID	6382
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 23-251 von humanem CD138/Syndecan-1 enthält (NP_002988.4)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P18827
Proteingewicht	32 kDa
Versand	Eisbeutel