

## Anti-Humaner Cd138/Syndecan-1-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P18827

Artikelnummer: CM0012725



### Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchen-anti-humaner CD138/Syndecan-1-Antikörper zur direkten Detektion mittels Durchflusszytometrie. Richtet sich gegen ein Zelloberflächen-Proteoglykan, das an der Exosomenbiogenese und den Zell-Matrix-Interaktionen beteiligt ist. An humanen Proben validiert.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                             |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | Kaninchen-anti-humaner CD138/Syndecan-1-mAb                                                                                      |
| Bemerkungen/Alias | SDC, CD138, SYND1, Syndecan                                                                                                      |
| Art               | Mensch                                                                                                                           |
| GeneID            | 6382 (Mensch)                                                                                                                    |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 23-251 des humanen CD138/Syndecan-1 entspricht (NP_002988.4) |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                        |
| Kategorie         | Monoklonaler Antikörper                                                                                                          |
| Anwendung         | FC (Durchflusszytometrie)                                                                                                        |
| Kreuzreaktivität  | Mensch                                                                                                                           |
| SWISS             | P18827                                                                                                                           |
| Proteingewicht    | 32 kDa                                                                                                                           |
| Versand           | Kühlakku                                                                                                                         |