


## Anti-Human Cd140B/Pdgfrβ Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P09619

Artikelnummer: CM0005939



### Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes CD140b/PDGFRβ, validiert für die Durchflusszytometrie. Ein Forschungswerkzeug zur Untersuchung der PDGF-Rezeptorsignalisierung, Gefäßentwicklung und Zellmigration.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                                                       |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | Rabbit anti-Human CD140b/PDGFRβ mAk                                                                                                                        |
| Bemerkungen/Alias | PDGFRB; CD140B; IBGC4; IMF1; JTK12; KOGS; PDGFR; PDGFR-1; PDGFR1; PENTT; platelet-derived growth factor receptor beta                                      |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                                                     |
| GenID             | 5159                                                                                                                                                       |
| Immunogen         | Rekombinantes Protein - Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 33-530 von humanem CD140b/PDGFRβ (NP_002600.1) enthält |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                                                  |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                                                                     |
| Anwendung         | Durchflusszytometrie (FC)                                                                                                                                  |
| Kreuzreaktivität  | Mensch                                                                                                                                                     |
| SWISS             | P09619                                                                                                                                                     |
| Proteingewicht    | 37 kDa / 123 kDa                                                                                                                                           |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                                                  |