


## Anti-Human Cd141/Thrombomodulin Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P07204

Artikelnummer: CM0010263



### Einführung

Conjugated rabbit monoclonal antibody against human CD141/Thrombomodulin, validated for flow cytometry. Recognizes the endothelial cell receptor involved in coagulation and inflammation. Ideal for immunological research.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                                                                  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | Kaninchen anti-Human CD141/Thrombomodulin mAk                                                                                                                         |
| Bemerkungen/Alias | TM; THRM; AHUS6; BDCA3; CD141; BDCA-3; THPH12                                                                                                                         |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                                                                |
| GenID (Mensch)    | 7056                                                                                                                                                                  |
| GenID             | 7056                                                                                                                                                                  |
| Immunogen         | Rekombinantes Protein   Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 19-515 von humanem CD141/Thrombomodulin (NP_000352.1) entspricht. |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                                                             |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                                                                                |
| Anwendung         | FC                                                                                                                                                                    |
| Kreuzreaktivität  | Mensch                                                                                                                                                                |
| SWISS             | P07204                                                                                                                                                                |
| Proteingewicht    | 60kDa                                                                                                                                                                 |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                                                             |