

Anti-Human Cd146 Monoklonaler Antikörper () Für Durchflusszytometrie - P43121

Artikelnummer: CM0009829



Einführung

Monoklonaler Kaninchen-CD146-Antikörper konjugiert mit für den durchflusszytometrischen Nachweis von humanem CD146/MUC18 in der Endothel- und Melanomforschung. Gültig für die Lieferung von IVD-Rohstoffen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen Anti-Human CD146 mAk
Bemerkung/Alias	CD146; MUC18; HEMCAM; METCAM; MelCAM
Spezies	Mensch
Gen-ID	4162
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P43121
Proteinmasse	72 kDa
Versand	Eisbeutel