


Anti-Mensch Cd150/Slam Monoklonaler Antikörper () Für Fc - Q13291

Artikelnummer: CM0012259



Einführung

-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes CD150/SLAM (SLAMF1) für die Durchflusszytometrie. Geeignet für die Untersuchung von SLAM-vermittelter Immunsignalisierung, T-/B-Zellaktivierung und Interaktionen mit Masernvirusrezeptoren.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Mensch CD150/SLAM mAk
Bemerkungen/Alias	SLAM; CD150; CDw150
Spezies	Mensch
GenID	6504
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 21-237 von humanem CD150 (NP_003028.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q13291
Proteinmasse	37 kDa
Versand	Eisbeutel