

Anti-Human Cd152/Ctla-4 Monoklonaler Antikörper Für Fc (Intra) - P16410

Artikelnummer: CM0005796



Einführung

Hochwertiger monoklonaler Kaninchen-Anti-Human CD152/CTLA-4-Antikörper für die intrazelluläre Durchflusszytometrie (FC intra). Ziel ist der inhibitorische T-Zell-Rezeptor CTLA-4, validiert für humane Proben. Ideal für IVD- und immunonkologische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-Anti-Human CD152/CTLA-4 mAb
Anmerkungen/Alias	CD; GSE; GRD4; ALP55; CD152; CTLA-4; IDDM12; CELIAC3
Spezies	Human
GeneID (Human)	1493
GeneID	1493
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 37-162 von humanem CD152/CTLA-4 entspricht (NP_005205.2).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (intra)
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P16410
Proteingewicht	6kDa/8kDa/19kDa/24kDa
Versand	Eisbeutel