

Monoklonaler Anti-Human-Cd153-Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P32971

Artikelnummer: CM0010742

Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper, der humanes CD153 (CD30-Ligand) erkennt. Für die Durchflusszytometrie validiert; geeignet zur Untersuchung der CD30/CD153-vermittelten T-Zell-Proliferation und Immunantworten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-Anti-Human-CD153-mAb
Bemerkungen/Alias	CD153; CD30L; CD30LG; TNLG3A
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	944
Gen-ID	944
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 63-234 des humanen CD153 (NP_001235.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P32971
Proteingewicht	26 kDa
Versand	Kühlakku