

Anti-Human Cd158 (Kir2DL1/S1/S2/S3/S5) Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - Q14954 / Q14953 / Q14952 / P43631 / P43626

Artikelnummer: CM0010052

Einführung

Fluorophor-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes CD158 (KIR2DL1/S1/S2/S3/S5). Validiert für die Durchflusszytometrie ermöglicht er die Profilerstellung von NK-Zellrezeptoren und Immunphänotypisierungsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Rabbit anti-Human CD158 (KIR2DL1/S1/S2/S3/S5) mAk
Bemerkungen/Aliase	NKAT9; CD158G; CD158A; NKAT1; CD158H; CD158J; NKAT5
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3810/3808/3806/3802/100132285
Gen-ID	3810/3808/3806/3802/100132285
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 22-245 von humanem CD158 (NP_055327.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	Durchflusszytometrie (FC)
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q14954/Q14953/Q14952/P43631/P43626
Proteingewicht	34 kDa
Versand	Eisbeutel