

Anti-Humaner Cd158A/Kir2Dl1 Monoklonaler Antikörper () Für Die Durchflusszytometrie - P43626

Artikelnummer: CM0010660



Einführung

Mit konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanen CD158a/KIR2DL1 (p58.1, NKAT1). Validiert für die Durchflusszytometrie (FC). Verwendet in Studien zu NK-Zell-Hemmung, Immun-Checkpoints und Rezeptorsignalgebung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-humaner CD158a/KIR2DL1 mAk
Bemerkungen/Aliase	NKAT; NKAT1; p58.1; CD158A; KIR221; NKAT-1; KIR-K64; KIR2DL3
Spezies	Mensch
Gen-ID	3802
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 22-245 des humanen CD158a/KIR2DL1 (NP_055033.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P43626
Proteinmasse	38 kDa/41 kDa
Versand	Eisbeutel