

Monoklonaler Anti-Human-Cd15/Ssea-1-Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P22083

Artikelnummer: CM0008097

Einführung

Monoklonaler Maus-anti-human-CD15/SSEA-1-Antikörper für die Durchflusszytometrie. Erkennt das Lewis-X-Antigen (CD15) auf menschlichen Zellen; Proteingewicht ca. 59 kDa. Geeignet für Studien zur Leukozyten-Immunphänotypisierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Maus-anti-human-CD15/SSEA-1-mAk
Bemerkungen/Alias	LeX; CD15; ELFT; FCT3A; FUTIV; SSEA-1; FUC-TIV
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	2526
Gen-ID	2526
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisiertes Peptid, abgeleitet von humanem CD15/SSEA-1.
Quelle	Maus
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P22083
Proteingewicht	59 kDa
Versand	Kühlakku