


Anti-Humaner Cd166/Alcam-Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - Q13740

Artikelnummer: CM0009061



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes CD166/ALCAM (SWISS: Q13740), validiert für die Durchflusszytometrie. Ideal für immunologische Studien zu T-Zell-Aktivierung, Zelladhäsion und Hämatopoese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-humanes CD166/ALCAM-mAb
Bemerkungen/Alias	MEMD; CD166
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	214
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 28-526 des humanen CD166/ALCAM (NP_001618.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q13740
Proteingewicht	65 kDa
Versand	Kühlpack