


Anti-Human Cd166/Alcam Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - Q13740

Artikelnummer: CM0011733



Einführung

Kaninchen anti-Human CD166/ALCAM monoklonaler Antikörper, validiert für Durchflusszytometrie (FC). Reagiert mit Human. Rekombinantes Immunogen. Erkennt ALCAM/CD166, einen Marker für T-Zell-Aktivierung und Stammzellforschung. Ideal für Studien zur Immunzelladhäsion und Onkologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human CD166/ALCAM mAk
Bemerkungen/Alias	MEMD; CD166
Spezies	Human
GeneID (Human)	214
GeneID	214
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 28-526 von humanem CD166/ALCAM (NP_001618.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q13740
Proteingewicht	15kDa/33kDa/63kDa/65kDa
Versand	Eisbeutel