


Anti-Human Cd170/Siglec-5 Monoklonaler Antikörper Für Fc - O15389

Artikelnummer: CM0011323



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper, der gegen humanes CD170/Siglec-5 gerichtet ist und mit ABflo 594 konjugiert wurde, für die Durchflusszytometrie. Bindet spezifisch an CD170 auf myeloischen Zellen und ermöglicht die Immunphänotypisierung sowie Studien zur Sialinsäurebindung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human CD170/Siglec-5 mAk
Bemerkungen/Alias	CD170; OBBP2; CD33L2; OB-BP2; SIGLEC-5
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	8778
GenID	8778
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 17-434 von humanem CD170/Siglec-5 (NP_003821.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	O15389
Proteingewicht	61kDa
Versand	Eisbeutel