


Anti-Human Cd172A/Sirpα Monoklonaler Antikörper Für Fc - P78324

Artikelnummer: CM0008744



Einführung

Kaninchen anti-Human CD172a/SIRPα mAk für Durchflusszytometrie. Validiert für Kreuzreaktivität mit Human, zielt auf das 55 kDa SIRPα-Protein, Swiss-Prot P78324.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human CD172a/SIRPα mAk
Bemerkungen/Alias	BIT; MFR; P84; SIRP; MYD-1; SHPS1; CD172A; PTPNS1
Spezies	Human
GenID (Human)	140885
GenID	140885
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die Aminosäuren 31-370 von humanem CD172a/SIRPα (NP_542970.1) umfasst
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P78324
Proteingewicht	55 kDa
Versand	Eisbeutel