


Anti-Human Cd172B (Sirp-Beta-1) Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - 000241

Artikelnummer: CM0010049



Einführung

-konjugierter Kaninchen-Anti-Human-CD172b monoklonaler Antikörper, spezifisch für humanes CD172b, validiert für die Durchflusszytometrie (FC). Geeignet für Studien zur Aktivierung myeloider Zellen und zur negativen Regulation von Rezeptortyrosinkinase-gekoppelten Signalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen Anti-Human CD172b mAb
Bemerkungen/Alias	CD172b; SIRP-BETA-1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	10326
Gen-ID	10326
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 30-371 von humanem CD172b (NP_006056.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	O00241
Protein-Gewicht	43 kDa
Versand	Eisbeutel