

Anti-Humaner Monoklonaler Cd177-Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - Q8N6Q3

Artikelnummer: CM0011199

Einführung

Mit konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes CD177 (HNA-2a, PRV-1). Für die Durchflusszytometrie (FC) mit Spezifität für den Menschen validiert. Ideal für die Analyse von Neutrophilen-Subpopulationen in der Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Kaninchen-anti-humaner CD177-mAb
Bemerkungen/Alias	CD177; HNA-2a; HNA2A; NB1; NB1 GP; PRV-1; PRV1; NB1GP; CD177-Antigen
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	57126
GeneID	57126
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 22-407 des humanen CD177 (NP_065139.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q8N6Q3
Proteingewicht	15 kDa/27 kDa/46 kDa
Versand	Kühlbeutel