


Monoklonaler Anti-Human-Cd2-Antikörper () Für Die Durchflusszytometrie - P06729

Artikelnummer: CM0010788



Einführung

Mit konjugierter monoklonaler Kaninchen-Anti-Human-CD2-Antikörper für die Durchflusszytometrie. Erkennt das T-Zell-Oberflächenantigen CD2 (LFA-2, T11) auf T- und NK-Zellen. Swiss-Prot P06729.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-Anti-Human-CD2-mAb
Bemerkungen/Alias	T11; SRBC; LFA-2
Art	Mensch
Gen-ID	914
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 25-209 des humanen CD2 (NP_001758.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P06729
Proteingewicht	39 kDa
Versand	Kühlakku