


Anti-Human Cd2 Monoklonaler Antikörper () Für Durchflusszytometrie - P06729

Artikelnummer: CM0010716



Einführung

-konjugierter kaninchenmonoklonaler Antikörper gegen humanes CD2, optimiert für Durchflusszytometrie. Ideal zur Untersuchung von T-Zell-Adhäsion, -aktivierung und Immunphänotypisierung. Validiert für Reaktivität gegen Mensch.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human CD2 mAk
Alias	T11, SRBC, LFA-2
Spezies	Mensch
Gen-ID	914
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 25-209 von humanem CD2 entspricht (NP_001758.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P06729
Proteingewicht	39kDa
Versand	Eisbeutel