


Anti-Humaner Monoklonaler Cd201/Epcr-Antikörper Für Fc - Q9Unn8

Artikelnummer: CM0010208



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes CD201/EPCR (endothelialer Protein-C-Rezeptor) für die Durchflusszytometrie. Geeignet zur Untersuchung des Protein-C-Signalwegs bei Blutgerinnung und Hämostase.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-humaner CD201/EPCR-mAb
Bemerkungen/Alias	PROCR; CCCA; CCD41; EPCR; Protein-C-Rezeptor
Art	Mensch
Gen-ID	10544
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 18-210 des humanen CD201/EPCR entspricht (NP_006395.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9UNN8
Proteingewicht	27 kDa
Versand	Kühlakku