

Anti-Human Cd225/Ifitm1 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie (Intrazellulär) - P13164

Artikelnummer: CM0008203

Einführung

-konjugierter Kaninchen-Anti-Mensch CD225/IFITM1 monoklonaler Antikörper, validiert für intrazelluläre Durchflusszytometrie. Dieses interferoninduzierte Transmembranprotein hemmt den viralen Eintritt und wird in mehreren Krebstypen überexprimiert. Ideal für die antivirale und onkologische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen Anti-Mensch CD225/IFITM1 mAk
Bemerkungen/Alias	IFITM1; 9-27; CD225; DSPA2a; IFI17; LEU13; interferoninduziertes Transmembranprotein 1
Spezies	Mensch
GeneID	8519
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-80 von menschlichem CD225/IFITM1 (NP_003632.4) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	Durchflusszytometrie (intrazellulär)
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P13164
Proteinmasse	13 kDa
Versand	Eispackung