

Anti-Human Cd225/Ifitm1 Monoklonaler Antikörper () Für If/Icc Und Durchflusszytometrie - P13164

Artikelnummer: CM0010811

Einführung

-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes CD225/IFITM1, validiert für Immunfluoreszenz und intrazelluläre Durchflusszytometrie. Geeignet für Virologie und Onkologie-Forschung; detektiert ein 14kDa Protein (P13164).

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human CD225/IFITM1 mAk
Bemerkungen/Alias	9-27; CD225; IFI17; LEU13; DSPA2a
Spezies	Human
GenID	8519
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-80 von humanem CD225/IFITM1 (NP_003632.4) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, FC (intra)
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P13164
Proteingewicht	14kDa
Versand	Eisbeutel