


Anti-Human Cd226/Dnam-1 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - Q15762

Artikelnummer: CM0004690



Einführung

Monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes CD226/DNAM-1 (DNAM-1), validiert für die Durchflusszytometrie. Das Immunogen umfasst die extrazelluläre Domäne (AS 19–247). Kreuzreaktivität mit Mensch. Ideal für die Untersuchung von Immunzelladhäsion und Zytotoxizität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human CD226/DNAM-1 mAk
Bemerkungen/Aliase	PTA1; DNAM1; DNAM-1; TLISA1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	10666
GenID	10666
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 19–247 von humanem CD226/DNAM-1 (NP_006557.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q15762
Proteingewicht	39 kDa
Versand	Eisbeutel