

Anti-Human Cd239/Bcam () Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P50895

Artikelnummer: CM0012086



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes CD239/BCAM, konjugiert mit . Validiert für Durchflusszytometrie. Das Ziel ist ein Zelladhäsionsmolekül mit Rollen bei Migration und Invasion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human CD239/BCAM mAk
Bemerkungen/Alias	BCAM
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4059
Gen-ID	4059
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 32-547 von humanem CD239/BCAM (NP_005572.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P50895
Proteingewicht	67kDa
Versand	Eisbeutel