

Anti-Humaner Monoklonaler Cd24-Antikörper () Für If/Icc Und Fc - P25063

Artikelnummer: CM0009274

Einführung

Konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes CD24, geeignet für Immunfluoreszenz und Durchflusszytometrie. Erkennt ein GPI-verankertes Glykoprotein, das an der B-Zell-Aktivierung, -Differenzierung und Immunmodulation beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-humaner CD24-mAb
Bemerkungen/Alias	CD24A; CD24
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	100133941
GeneID	100133941
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-80 des humanen CD24 entspricht (NP_037362.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P25063
Proteingewicht	8 kDa; 13 kDa
Versand	Kühlakku