

## Anti-Humaner Monoklonaler Cd244/2B4-Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - Q9Bzw8

Artikelnummer: CM0009759

### Einführung

Kaninchen-monoklonaler Anti-human-CD244/2B4-Antikörper, konjugiert mit . Entwickelt für die Durchflusszytometrie; dieser Antikörper richtet sich gegen den SLAM-Familienrezeptor CD244 auf NK- und T-Zellen. UniProt Q9BZW8.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                       |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | Kaninchen-anti-humaner CD244/2B4-mAk                                                                                       |
| Anmerkungen/Alias | CD244; 2B4; NAIL; NKR2B4; Nmrk; SLAMF4; CD244-Molekül                                                                      |
| Art               | Mensch                                                                                                                     |
| GenID             | 51744                                                                                                                      |
| Immunogen         | Rekombinantes Protein, entsprechend einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 22-221 des humanen CD244/2B4 (NP_001160135.1). |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                  |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                                     |
| Anwendung         | Durchflusszytometrie                                                                                                       |
| Kreuzreaktivität  | Mensch                                                                                                                     |
| SWISS             | Q9BZW8                                                                                                                     |
| Proteingewicht    | 30 kDa/36 kDa/41 kDa                                                                                                       |
| Versand           | Kühlakku                                                                                                                   |