

Anti-Human Cd27 Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P26842

Artikelnummer: CM0007791



Einführung

-konjugierter Kaninchen-Anti-Human-CD27 monoklonaler Antikörper für die Durchflusszytometrie (FC) zum Nachweis von humanem CD27, einem T-Zell-Aktivierungsantigen und Immuncheckpoint-Rezeptor. Erkennt die extrazelluläre Domäne (aa 21-192). 29kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen Anti-Human CD27 mAb
Bemerkungen/Alias	T14; S152; Tp55; TNFRSF7; S152. LPFS2
Spezies	Human
GeneID (Human)	939
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 21-192 von humanem CD27 (NP_001233.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P26842
Proteingewicht	29kDa
Versand	Eisbeutel