


Anti-Human Cd271/Ngfr Monoklonaler Antikörper Für Fc - P08138

Artikelnummer: CM0008067



Einführung

Mit konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper, der spezifisch humanes CD271/NGFR (p75NTR) erkennt. Validiert für Durchflusszytometrie, geeignet zum Nachweis der Neurotrophin-Rezeptorexpression in neuronalen und Immunzellstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human CD271/NGFR mAb
Bemerkungen/Alias	CD271; p75NTR; TNFRSF16; p75(NTR); Gp80-LNGFR
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	4804
GeneID	4804
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 29-250 von humanem CD271/NGFR (NP_002498.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P08138
Proteingewicht	35kDa/45kDa
Versand	Eisbeutel