


Anti-Human Cd271/Ngfr Monoklonaler Antikörper () Für Die Durchflusszytometrie - P08138

Artikelnummer: CM0010960



Einführung

-konjugierter Kaninchen-anti-menschlicher CD271/NGFR monoklonaler Antikörper für die Durchflusszytometrie. Reagiert mit Menschen; erkennt den niedrigaffinen Nervenwachstumsfaktor-Rezeptor p75NTR, der an der neuronalen Entwicklung, Apoptose und dem circadianen Rhythmus beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-Mensch CD271/NGFR mAk
Bemerkungen/Alias	CD271; p75NTR; TNFRSF16; p75(NTR); Gp80-LNGFR
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4804
Gen-ID	4804
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 29-250 von menschlichem CD271/NGFR enthält (NP_002498.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P08138
Proteinmasse	35 kDa/45 kDa
Versand	Eisbeutel