

Anti-Human Cd3 (Cd3E) Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P07766

Artikelnummer: CM0004108

Einführung

Maus-Anti-Human-CD3 monoklonaler Antikörper für die Durchflusszytometrie (FC). Zielmolekül ist die humane CD3-Epsilon-Kette (CD3E), eine Schlüsseluntereinheit des T-Zell-Rezeptor-CD3-Komplexes, die für die adaptive Immunität unerlässlich ist. Geeignet für humane Proben. P07766.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Maus-Anti-Human-CD3 mAb
Anmerkungen/Alias	T3E; TCRE; IMD18; CD3epsilon
Spezies	Human
GeneID (Human)	916
GeneID	916
Immunogen	Rekombinantes Protein von humanem CD3
Quelle	Maus
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P07766
Proteingewicht	23 kDa
Versand	Kühlakku