

## Anti-Human Cd3 Epsilon Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P07766

Artikelnummer: CM0008985



### Einführung

Kaninchen anti-Human CD3 epsilon monoklonaler Antikörper, validiert für die Durchflusszytometrie. Ziel ist die humane CD3 epsilon-Kette (23kDa), Teil des TCR-CD3-Komplexes, der für die T-Zell-Aktivierung und -Entwicklung essentiell ist.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                                            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | Kaninchen anti-Human CD3 mAb                                                                                                                    |
| Bemerkungen/Alias | T3E; TCRE; IMD18; CD3epsilon                                                                                                                    |
| Spezies           | Human                                                                                                                                           |
| GeneID (Human)    | 916                                                                                                                                             |
| GeneID            | 916                                                                                                                                             |
| Immunogen         | Rekombinantes Protein: Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-126 von humanem CD3 (NP_000724.1) enthält. |
| Herkunft          | Kaninchen                                                                                                                                       |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                                                          |
| Anwendung         | FC                                                                                                                                              |
| Kreuzreaktivität  | Human                                                                                                                                           |
| SWISS             | P07766                                                                                                                                          |
| Proteingewicht    | 23kDa                                                                                                                                           |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                                       |