


Anti-Humaner Cd30 (Tnfrsf8) Monoklonaler Antikörper () Für Die Durchflusszytometrie - P28908

Artikelnummer: CM0009999



Einführung

Mit konjugierter monoklonaler Kaninchen-anti-humaner-CD30-(TNFRSF8)-Antikörper. Für die Durchflusszytometrie validiert zum Nachweis des CD30-Rezeptors, der am Wachstum und an der Transformation von Lymphoblasten beteiligt ist. Ideal für die immunonkologische Forschung und die Lymphomforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Kaninchen-anti-humaner-CD30-mAb
Bemerkungen/Alias	TNFRSF8; CD30; D1S166E; Ki-1; Mitglied 8 der TNF-Rezeptor-Superfamilie
Art	Mensch
GeneID	943
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz entsprechend den Aminosäuren 19-379 des humanen CD30 (NP_001234.3)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P28908
Proteingewicht	14 kDa/50 kDa/63 kDa
Versand	Kühlakku