

## Anti-Human Cd300A Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - Q9Ugn4

Artikelnummer: CM0011847



### Einführung

-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes CD300a (CLM-8, IRp60, IGSF12), einen inhibitorischen Rezeptor auf NK-Zellen, T-Zellen und Mastzellen. Ideal für die Durchflusszytometrie (FC)-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                        |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | Kaninchen anti-Human CD300a mAb                                                                                             |
| Bemerkungen/Alias | IRC1; IRC2; CLM-8; IRp60; IGSF12; CMRF35H; CMRF-35H; CMRF35-H; CMRF35H9; CMRF35-H9; IRC1/IRC2; CMRF-35-H9                   |
| Spezies           | Human                                                                                                                       |
| GeneID (Human)    | 11314                                                                                                                       |
| GeneID            | 11314                                                                                                                       |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 18-178 von humanem CD300a (NP_009192.2) enthält |
| Herkunft          | Kaninchen                                                                                                                   |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                                      |
| Anwendung         | FC                                                                                                                          |
| Kreuzreaktivität  | Human                                                                                                                       |
| SWISS             | Q9UGN4                                                                                                                      |
| Protein-Gewicht   | 33kDa/20kDa/12kDa/16,5kDa                                                                                                   |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                   |