


Monoklonaler Antikörper Gegen Humanes Cd300F/Irem-1 Für Die Durchflusszytometrie - Q8Tdq1

Artikelnummer: CM0004341



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes CD300F/IREM-1, validiert für die Durchflusszytometrie. Erkennt den inhibitorischen Rezeptor CMRF35-ähnliches Molekül 1, der an der Immunhomöostase und Efferozytose beteiligt ist. Ideal für die Immunologieforschung.

[Mehr erfahren](#)

Eigenschaft	Wert
Produktname	Kaninchen anti-human CD300F/IREM-1 mAb
Bemerkungen/Alias	CD300LF; CD300f; CLM-1; CLM1; IREM-1; IREM1; IgSF13; LMIR3; NKIR; CMRF35-ähnliches Molekül 1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	146722
Gen-ID	146722
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 20-156 von humanem CD300F/IREM-1 (NP_620587.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	Durchflusszytometrie (FC)
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q8TDQ1
Proteingewicht	18kDa/21kDa/26kDa/32kDa
Versand	Eistasche