

Anti-Human Cd303/Bdca-2 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - Q8Wtt0

Artikelnummer: CM0012483



Einführung

Kaninchen anti-Human CD303/BDCA-2 mAk für Durchflusszytometrie. Erkennt spezifisch die C-type lectin domain family 4 member C (BDCA-2), einen Marker für plasmazytoide dendritische Zellen. Optimal für menschliche Proben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human CD303/BDCA-2 mAk
Bemerkungen/Alias	DLEC; HECL; BDCA2; CD303; BDCA-2; CLECSF7; CLECSF11; PRO34150
Spezies	Mensch
GenID	170482 (Mensch)
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 45-213 von humanem CD303/BDCA-2 (NP_569708.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Krossreaktivität	Mensch
SWISS	Q8WTT0
Proteingewicht	21kDa/25kDa
Versand	Eisbeutel