


Anti-Mensch Cd304/Neuropilin-1 Monoklonaler Antikörper Für Fc - O14786

Artikelnummer: CM0010685



Einführung

-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes CD304/Neuropilin-1, validiert für die Durchflusszytometrie. Wirkt bei Angiogenese und Axonführung und dient als Wirtsfaktor für SARS-CoV-2. Ideal für Entwicklungsbiologie und Infektionsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Mensch CD304/Neuropilin-1 mAk
Bemerkungen/Alias	NRP1; BDCA4; CD304; NP1; NRP; VEGF165R; Neuropilin-1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	8829
GenID	8829
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 22-644 von humanem CD304/Neuropilin-1 (NP_003864.5) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	O14786
Proteingewicht	68 kDa/71 kDa/103 kDa
Versand	Eisbeutel