

Anti-Human Cd31/Pecam1 Monoklonaler Antikörper Für Fc - P16284

Artikelnummer: CM0004335



Einführung

-konjugierter kaninchenmonoklonaler Antikörper, der gegen humanes CD31/PECAM1 gerichtet ist, validiert für Durchflusszytometrie. Ideal zur Untersuchung der Leukozyten-Transendothelialmigration, der Endothelzelladhäsion und Entzündungsreaktionen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Rabbit anti-Human CD31/PECAM1 mAb
Bemerkungen/Alias	CD31; PECA1; GPIIA ⁺ ; PECAM-1; endoCAM; CD31/EndoCAM
Spezies	Human
GenID (Human)	5175
GenID	5175
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 28-601 von humanem CD31 (NP_000433.4) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P16284
Proteingewicht	83kDa
Versand	Eisbeutel