


Monoklonaler Anti-Human-Cd32-Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P12318

Artikelnummer: CM0012611



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes CD32 (FCGR2A). Geeignet für den durchflusszytometrischen Nachweis des niedrigaffinen IgG-Fc-Rezeptors auf Monozyten, Neutrophilen und Thrombozyten. Erkennt die extrazelluläre Domäne.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-human-CD32-mAb
Bezeichnungen/Alias	CD32; FCG2; FcGR; CD32A; CDw32; FCGR2; IGFR2; FCGR2A1; FcgammaRIIa
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	2212
Gen-ID	2212
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 36-218 des humanen CD32 (NP_001129691.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P12318
Proteingewicht	35 kDa
Versand	Eisbeutel