

Anti-Human Cd337/Nkp30 Monoklonaler Antikörper Für If/Icc, Fc - O14931

Artikelnummer: CM0008516



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes CD337/NKp30 (NCR3), validiert für IF/ICC- und FC (intra)-Anwendungen. Erkennt den auf NK-Zellen exprimierten Rezeptor für die Auslösung der natürlichen Zytotoxizität, der an der Anti-Tumor-Immunität beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Rabbit anti-Human CD337/NKp30 mAb
Bemerkungen/Alias	NCR3; 1C7; CD337; LY117; MALS; NKp30; natural cytotoxicity triggering receptor 3
Spezies	Human
Gen-ID	259197
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 19-135 von humanem CD337/NKp30 (NP_667341.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, FC (intra)
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	O14931
Proteingewicht	16kDa/17kDa/18kDa/19kDa/20kDa/21kDa
Versand	Eisbeutel