

Anti-Human Cd34 Monoklonaler Antikörper () Für If/Icc Und Fc - P28906

Artikelnummer: CM0010253

Einführung

Monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes CD34, direkt konjugiert an . Geeignet für Immunfluoreszenz und Durchflusszytometrie. Ideal für die Erforschung von hämatopoetischen Vorläuferzellen und vaskulären Endothel-Markern.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Rabbit anti-Human CD34 mAb
Bemerkungen/Alias	CD34; CD34-Molekül; GIG3; MORT1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	947
GenID	947
Immunogen	Rekombinantes Protein, rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 170-290 von menschlichem CD34 (NP_001020280.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P28906
Proteingewicht	35 kDa/41 kDa
Versand	Eisbeutel