

Anti-Human Cd34 Monoklonaler Antikörper (Pe/Cyanin7) Für Durchflusszytometrie - P28906

Artikelnummer: CM0004908

Einführung

PE/Cyanin7-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes CD34, validiert für die Durchflusszytometrie. Targett das hämatopoetische Progenitorzellantigen, ein 41 kDa Membran-Glykoprotein, das an Zelladhäsion und Stammzell-Homing beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE/Cyanin7 Kaninchen anti-Mensch CD34 mAk
Anmerkungen/Alias	CD34; CD34-Molekül; GIG3
Spezies	Mensch
Gen-ID	947
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz entsprechend den Aminosäuren 170-290 von humanem CD34 (NP_001020280.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P28906
Proteinmasse	41 kDa
Versand	Eisbeutel