


Anti-Human Cd352/Slamf6 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - Q96Du3

Artikelnummer: CM0004756



Einführung

Monoklonaler Kaninchen-Antikörper, konjugiert mit , gerichtet gegen humanes CD352/SLAMF6 (SLAM-Familienmitglied 6). Validiert für die Durchflusszytometrie, ermöglicht die Detektion von NTB-A auf NK-, T- und B-Zellen für Studien zu Immunantworten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Rabbit anti-Human CD352/SLAMF6 mAk
Bemerkungen/Aliase	SLAMF6; CD352; KALI; KALib; Ly108; NTB-A; NTBA; SF2000; SLAM family member 6
Spezies	Mensch
GenID	114836 (Mensch)
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 24-215 von menschlichem CD352/SLAMF6 (NP_001171643.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (Durchflusszytometrie)
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q96DU3
Proteingewicht	24 kDa/37 kDa
Versand	Eisbeutel