


Anti-Human Cd355/Crtam Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - O95727

Artikelnummer: CM0010651



Einführung

Kaninchen anti-Human CD355/CRTAM monoklonaler Antikörper für Durchflusszytometrie. CD355/CRTAM vermittelt heterophile Zelladhäsion und reguliert die Aktivierung von T-Zellen und NK-Zellen, Zytotoxizität und Geweberetention.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human CD355/CRTAM mAb
Bemerkungen/Alias	CD355
Spezies	Human
GenID (Human)	56253
GenID	56253
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 18-287 von humanem CD355/CRTAM (NP_062550.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	O95727
Proteingewicht	22kDa/44kDa
Versand	Eisbeutel