

Anti-Human Cd39/Entpd1 Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P49961

Artikelnummer: CM0005088

Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper konjugiert mit für den durchflusszytometrischen Nachweis von humanem CD39/ENTPD1, einer membrangebundenen Ektonucleotidase, die die Nukleotid-Signalgebung reguliert und auf aktivierten Lymphozyten und Endothelgewebe exprimiert wird.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Rabbit anti-Human CD39/ENTPD1 mAb
Bemerkungen/Aliase	CD39; SPG64; ATPDase; NTPDase-1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	953
GenID	953
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 255-442 von humanem CD39/ENTPD1 (NP_001767.3) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P49961
Proteinmasse	58 kDa
Versand	Eisbeutel