

Anti-Human Cd45Ra Polyklonaler Antikörper Für If-P - P08575

Artikelnummer: CM0021684



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes CD45RA (PTPRC), validiert für Immunfluoreszenz an Paraffin (IF-P). Geeignet für Immunzelltypisierung und Studien zur T-Zell-Aktivierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Human CD45RA Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	PTPRC; B220; CD45; CD45R; GP180; L-CA; LCA; LY5; T200; Rezeptor-Tyrosin-Proteinphosphatase C; Human CD45RA
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5788
GenID	5788
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 10-110 von humanem CD45RA (P08575-8) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	IF-P
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P08575
Proteingewicht	130 kDa/147 kDa
Versand	Eisbeutel