


Monoklonaler Anti-Human-Cd5-Antikörper Aus Kaninchen Für Die Durchflusszytometrie - P06127

Artikelnummer: CM0011052



Einführung

Validierter monoklonaler Anti-Human-CD5-Antikörper aus Kaninchen für die Durchflusszytometrie. Erkennt das T-Zell-Oberflächenglykoprotein CD5 (T1/Leu-1), einen negativen Regulator der TCR-Signalübertragung mit Funktionen bei der Immuntoleranz. Geeignet für humane Proben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-human-CD5-mAb
Bezeichnungen/Alias	T1; LEU1
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	921
Gen-ID	921
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 25-371 des humanen CD5 (NP_055022.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P06127
Proteingewicht	55 kDa
Versand	Kühlakku